

お客様 各位

2024年 3月22日
株式会社 重松製作所
専務取締役 営業本部長
二戸 応典


N95マスク「ラムダラインシリーズ」の装着方法について

拝啓 早春の候、ますますご清栄の段、お慶び申し上げますとともに毎々格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社のN95マスク「ラムダラインシリーズ」につきまして、顔の小さい方であご部の密着性が確保できない場合、しめひも下側を頭頂部にかけると、あご部の密着性が向上するため、その装着方法を取扱説明書に記載しておりました。

しかし、この装着方法は、認証機関であるNIOSH（米国労働安全衛生研究所）から不適切であると指摘があったため、取扱説明書から該当部分を削除いたしました。

しめひも下側を頭頂部にかける装着方法でないとフィットしない場合は、使用を取りやめていただきますようお願い申し上げます。



正しい装着方法



不適切な装着方法

対象となる製品は、下記のとおりです。

ご不明な点、ご質問などがございましたら、下記フリーダイヤルにて当社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

今後も当社製品をご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-36-0277

フリーダイヤルがご利用できない場合には、以下の番号におかけください。

03-6903-7525

敬具

記

<対象製品>

1. DD02-N95+S
2. DD02-N95-2K
3. DD02V-N95-2K

以上